



Birnenspritzenbälle

mit mattierter Oberfläche



Größe	Inhalt in cm ³ (ml)	Bohrung in mm	Artikel Nr.*	D in mm	L in mm	D1 in mm
0	8	6	4100.2.xx000	30	39	6
2	25	6	4102.2.xx000	42	55	6
3	40	6	4103.2.xx000	47	63	6
5	89	6	4105.2.xx000	62	79	6
7	143	6	4107.2.xx000	71	95	6
9	224	6	4109.2.xx000	83	111	6
11	347	6	4111.2.xx000	93	133	6
13	483	6	4113.2.xx000	103	150	6
9	224	14	4119.2.xx000	83	111	14
11	347	14	4121.2.xx000	93	133	14
13	483	16	4133.2.xx000	103	150	16

* Das „xx“ in den Artikelnummern wird ersetzt durch die Farbnummern (siehe Farbtabelle im Ausklapper).

Standardfarben:

00 rotbraun, 10 pastellblau und 20 schwarz,
andere Farben, Sonderbohrungen und Sondergewichte auf Anfrage.

Ballmaterial:

SAROLIT™
physiologisch unbedenklich, phthalatfrei, cadmiumfrei, latexfrei
Shorehärte 52 A, andere Härten auf Anfrage.