


# Brustwarzenformer



6201.2.10957

Bezeichnung	Material Brustwarzenformeradapter	Artikel Nr.*	L in mm	D in mm	D1 in mm
Brustwarzenformer Gr. M	Polypropylen	6201.2.xx957	70,5	35,7	35

Bezeichnung	Ballinhalt in cm <sup>3</sup> (ml)	Material	Artikel Nr.*	L in mm	D in mm
Saugball M11	11	SAROLIT™	6201.2.xx957	40	35
Brustwarzenformeradapter	–	Polypropylen	Z1102.32	44	35

\* Das „xx“ in den Artikelnummern wird ersetzt durch die Farbnummern (siehe Farbtabelle im Ausklapper).

**Standardfarben:** Ball in 00 rotbraun, 10 pastellblau, 20 schwarz, andere Farben auf Anfrage.

**Ballmaterial:** SAROLIT™  
physiologisch unbedenklich, phthalatfrei, cadmiumfrei, latexfrei,  
Shorehärte 52 A, andere Härten auf Anfrage.