


Frauenduschen Standard Gr. 11




4121.2.10080



4121.0.10080



1-teilige Garnitur



2-teilige Garnitur

Bezeichnung	Kopffart	Ballinhalt in cm ³ (ml)	Artikel Nr.*	L in mm	D in mm	L1 in mm
Frauendusche Gr. 11, matt, 1-teilige Garnitur	Standard**	347	4121.2.xx080	135	93	253
Frauendusche Gr. 11, matt, 1-teilige Garnitur	Rotation***	347	4121.2.xx081	135	93	253
Frauendusche Gr. 11, matt, 2-teilige Garnitur	Standard**	347	4121.2.xx082	135	93	253
Frauendusche Gr. 11, matt, 2-teilige Garnitur	Rotation***	347	4121.2.xx083	135	93	253
Frauendusche Gr. 11, glatt, 1-teilige Garnitur	Standard**	347	4121.0.xx080	135	93	253
Frauendusche Gr. 11, glatt, 1-teilige Garnitur	Rotation***	347	4121.0.xx081	135	93	253
Frauendusche Gr. 11, glatt, 2-teilige Garnitur	Standard**	347	4121.0.xx082	135	93	253
Frauendusche Gr. 11, glatt, 2-teilige Garnitur	Rotation***	347	4121.0.xx083	135	93	253

* Das „xx“ in den Artikelnummern wird ersetzt durch die Farbnummern (siehe Farbtabelle im Ausklapper).

** Standardkopf: Flüssigkeit tritt durch 6 Bohrungen oben heraus. *** Rotationskopf: Flüssigkeit tritt oben drehend heraus.

Standardfarben:

00 rotbraun, 10 pastellblau, 20 schwarz, Sonderfarben auf Anfrage.

Ballmaterial:

SAROLIT™
physiologisch unbedenklich, phthalatfrei, cadmiumfrei
Shorehärte 52 A, andere Härten auf Anfrage.

Die Frauenduschen werden standardmäßig mit Glocken (Spritzschutz) aus SAROLIT™ geliefert. Auf Wunsch auch ohne Glocke erhältlich. Die Frauenduschengarnituren sind aus Polyethylen (PE) gefertigt. 1-teilige Garnitur heißt – nur Frauenduschenrohr (Ø ca. 19 mm)
2-teilige Garnitur heißt – unter dem Frauenduschenrohr, das abgezogen werden kann, befindet sich noch ein Klistierrohr.

