
Frauenduschen Standard Gr. 13



1-teilige Garnitur

2-teilige Garnitur

Bezeichnung	Kopfart	Ballinhalt in cm³ (ml)	Artikel Nr.*	L in mm	D in mm	L1 in mm
Frauendusche Gr. 13, matt, 1-teilige Garnitur	Standard**	483	4133.2.xx080	150	103	270
Frauendusche Gr. 13, matt, 1-teilige Garnitur	Rotation***	483	4133.2.xx081	150	103	270
Frauendusche Gr. 13, matt, 2-teilige Garnitur	Standard**	483	4133.2.xx082	150	103	273
Frauendusche Gr. 13, matt, 2-teilige Garnitur	Rotation***	483	4133.2.xx083	150	103	273
Frauendusche Gr. 13, matt, Frauenduschenrohr mit angespritzter Glocke	Rotation***	483	4133.2.xx277	150	103	264

^{*} Das "xx" in den Artikelnummern wird ersetzt durch die Farbnummern (siehe Farbtabelle im Ausklapper).

Standardfarben: 00 rotbraun, 10 pastellblau, 20 schwarz, Sonderfarben auf Anfrage.

SAROLIT™ **Ballmaterial:**

> physiologisch unbedenklich, phthalatfrei, cadmiumfrei Shorehärte 52 A, andere Härten auf Anfrage.

Die Frauenduschen werden standardmäßig mit Glocken (Spritzschutz) aus SAROLIT™ geliefert. Auf Wunsch auch ohne Glocke erhältlich. Die Frauenduschengarnituren sind aus Polyethylen (PE) gefertigt. 1-teilige Garnitur heißt – nur Frauenduschenrohr (Ø ca. 19 mm)

2-teilige Garnitur heißt – unter dem Frauenduschenrohr, das abgezogen werden kann, befindet sich noch ein Klistierrohr.



^{**} Standardkopf: Flüssigkeit tritt durch 6 Bohrungen oben heraus. *** Rotationskopf: Flüssigkeit tritt oben drehend heraus.