


Gebläseball Griffmulde



Bezeichnung	Inhalt in cm ³ (ml)	Artikel Nr.*	L in mm	D in mm	D1 in mm	D2 in mm
Griffmuldenball mit einem eingesetztem Ventil	32,5	5303.2.xx001	90	54	12	14
Griffmuldenball mit einem umgekehrtem Ventil	32,5	5303.2.xx004	90	54	12	14

* Das „xx“ in den Artikelnummern wird ersetzt durch die Farbnummern (siehe Farbtabelle im Ausklapper).

Standardfarben: 00 rotbraun, 10 pastellblau, 20 schwarz, andere Farben auf Anfrage.

Ballmaterial: SAROLIT™
physiologisch unbedenklich, phthalatfrei, cadmiumfrei, latexfrei
Shorehärte 52 A, andere Härten auf Anfrage.