


Halbgebläse

mit 25 cm Schlauch



Größe	Ballinhalt in cm ³ (ml)	Ventil(e)	Artikel Nr.*	D in mm	L in mm
1	33	1 Ventil	5101.2.xx020	43	323
1	33	2 Ventile	5101.2.xx021	43	323
1	33	1 umgekehrtes Ventil	5101.2.xx022	43	323
1	33	2 umgekehrte Ventile	5101.2.xx023	43	323
3	65	1 Ventil	5143.2.xx020	49	343
3	65	2 Ventile	5143.2.xx021	49	343
3	65	1 umgekehrtes Ventil	5143.2.xx022	49	343
3	65	2 umgekehrte Ventile	5143.2.xx023	49	343
5	102	1 Ventil	5105.2.xx020	59	363
5	102	2 Ventile	5105.2.xx021	59	363
5	102	1 umgekehrtes Ventil	5105.2.xx022	59	363
5	102	2 umgekehrte Ventile	5105.2.xx023	59	363

* Das „xx“ in den Artikelnummern wird ersetzt durch die Farbnummern (siehe Farbtabelle im Ausklapper).

Schlauchlängen: andere Schlauchlängen auf Anfrage.

Standardfarben: Ball und Schlauch in 00 rotbraun, 10 pastellblau und 20 schwarz, andere Farben, Ballgewichte und Schlauchlängen auf Anfrage.

Ballmaterial: SAROLIT™, physiologisch unbedenklich, phthalatfrei, cadmiumfrei, latexfrei, Shorehärte 52 A, andere Härten auf Anfrage.