


Klistierspritzen

mit mattierter Oberfläche



Größe	Inhalt in cm ³ (ml)	Klistierrohrlänge	Artikel Nr.*	D in mm	L in mm
2	25	46 mm	4102.2.xx072	42	101
3	40	46 mm	4103.2.xx072	62	109
5	89	60 mm	4105.2.xx071	71	139
7	143	70 mm	4107.2.xx070	83	165
9	224	70 mm	4109.2.xx070	93	181
11	347	70 mm	4111.2.xx070	103	203
13	483	70 mm	4113.2.xx070	83	220

* Das „xx“ in den Artikelnummern wird ersetzt durch die Farbnummern (siehe Farbtabelle im Ausklapper).

Standardfarben: Ball in 00 rotbraun, 10 pastellblau und 20 schwarz, andere Farben auf Anfrage.
Klistierrohr in weiß

Ballmaterial: SAROLIT™
physiologisch unbedenklich, phthalatfrei, cadmiumfrei, latexfrei
Shorehärte 52 A, andere Härten auf Anfrage.

Die oben genannten Klistierrohrängen sind empfohlene Standardängen zu den Ballgrößen.
Es können selbstverständlich auch andere Längen wie 46, 60 und 70 mm lange Klistierrohre in allen Ballgrößen verwendet werden.