




Nasenpumpenbälle



P200.0.10000



P250.0.10000



Bezeichnung	Ballinhalt in cm ³ (ml)	Material	Artikel Nr.*	L in mm	D in mm
Nasenpumpenball (neutral)	34	SAROLIT™	P200.0.xx000	59	41
Nasenpumpenball (neutral)	34	TPE-S	P400.0.xx000	59	41
Nasenpumpenball mit Rillen	34	SAROLIT™	P250.0.xx000	59	42
Nasenpumpenball mit Rillen	34	TPE-S	P450.0.xx000	59	42

* Das „xx“ in den Artikelnummern wird ersetzt durch die Farbnummern (siehe Farbtabelle im Ausklapper).

Standardfarben: 10 pastellblau und 30 weiß,
andere Farben auf Anfrage.

Ballmaterial: SAROLIT™
physiologisch unbedenklich, phthalatfrei, cadmiumfrei, latexfrei,
Shorehärte 52 A, andere Härten auf Anfrage.

TPE-S
physiologisch unbedenklich, phthalatfrei, cadmiumfrei, latexfrei,
Shorehärte 60 A, andere Härten auf Anfrage.