



Nasensekretabsauger



P200.2.10001



P250.5.10001



Bezeichnung	Ballinhalt in cm ³ (ml)	Adapter	Artikel Nr.*	L in mm	D in mm	L1 in mm
Nasensaugerball mit Standardadapter, PP	34	Standard Polypropylene	P200.2.xx001	59	41	88,5
Nasensaugerball mit Rillen und Kegeladapter, SAROLIT™	34	Kegel SAROLIT™	P250.5.xx001	59	41	88,5

* Das „xx“ in den Artikelnummern wird ersetzt durch die Farbnummern (siehe Farbtabelle im Ausklapper).

Auf den folgenden Seiten finden Sie alle Varianten der Nasensaugerbälle sowie alle Varianten der Nasensaugeradapter.

Nasensekretabsauger sind auch mit eingravierten Firmennamen oder Logos erhältlich.

