


Ohrenspritzen

mit mattierter Oberfläche



| Größe | Inhalt in cm ³ (ml) | Artikel Nr.* | L in mm | D in mm |
|-------|--------------------------------|--------------|---------|---------|
| 0 | 8 | 8100.2.xx000 | 58 | 29,5 |
| 3 | 27 | 8103.2.xx000 | 84 | 44 |
| 5 | 41 | 8105.2.xx000 | 101 | 50 |
| 7 | 75 | 8107.2.xx000 | 117 | 58 |
| 9 | 135 | 8109.2.xx000 | 138 | 71 |
| 11 | 206 | 8111.2.xx000 | 148 | 83 |
| 13 | 317 | 8113.2.xx000 | 173 | 93 |

* Das „xx“ in den Artikelnummern wird ersetzt durch die Farbnummern (siehe Farbtabelle im Ausklapper).

Standardfarben:

00 rotbraun, 10 pastellblau, 20 schwarz,
andere Farben und Sondergewichte auf Anfrage.

Ballmaterial:

SAROLIT™
physiologisch unbedenklich, phthalatfrei, cadmiumfrei, latexfrei,
Shorehärte 52 A, andere Härten auf Anfrage.

