


Ohrenspritzen

I-Type mit mattierter Oberfläche



Größe	Inhalt in cm ³ (ml)	Artikel Nr.*	L in mm	D in mm
2	35	8502.2.xx000	90	48
4	70	8504.2.xx000	112	60
6	125	8506.2.xx000	132	70
8	175	8508.2.xx000	152	78
10	250	8510.2.xx000	168	88
12	330	8512.2.xx000	168	98
14	490	8514.2.xx000	190	103
16	700	8516.2.xx000	213	120

* Das „xx“ in den Artikelnummern wird ersetzt durch die Farbnummern (siehe Farbtabelle im Ausklapper).

Standardfarben:

00 rotbraun, 10 pastellblau, 20 schwarz,
andere Farben und Sondergewichte auf Anfrage.

Ballmaterial:

SAROLIT™
physiologisch unbedenklich, phthalatfrei, cadmiumfrei, latexfrei,
Shorehärte 52 A, andere Härten auf Anfrage.