


Ohrenspritzen

US-Größen mit Rillen



8301.3.10000

8302.3.10000

8303.3.10000

Balltyp	Inhalt in cm ³ (ml)	Artikel Nr.*	L in mm	D in mm
1-oz	25	8301.3.xx000	86	42
2-oz	55	8302.3.xx000	107	52
3-oz	70	8303.3.xx000	119	58

* Das „xx“ in den Artikelnummern wird ersetzt durch die Farbnummern (siehe Farbtabelle im Ausklapper).

Standardfarben:

00 rotbraun, 10 pastellblau, 20 schwarz,
andere Farben und Sondergewichte auf Anfrage.

Ballmaterial:

SAROLIT™
physiologisch unbedenklich gemäß USP Class II, phthalatfrei, cadmiumfrei, latexfrei,
Shorehärte 68 A, andere Härten auf Anfrage.