



Ohrenspritzen

US-Größen mit mattierter Oberfläche



Größe	Inhalt in cm ³ (ml)	Artikel Nr.*	L in mm	D in mm
1-0Z	33	8201.2.xx000	90	44

* Das „xx“ in den Artikelnummern wird ersetzt durch die Farbnummern (siehe Farbtabelle im Ausklapper).

Standardfarben: 00 rotbraun, 10 pastellblau, 20 schwarz,
andere Farben und Sondergewichte auf Anfrage.

Ballmaterial: SAROLIT™
physiologisch unbedenklich, phthalatfrei, cadmiumfrei, latexfrei,
Shorehärte 52 A, andere Härten auf Anfrage.