


Physioreflexbälle


mit kundeneigenem Logo



9505.2.10XXX



9506.2.10XXX



9507.2.10XXX

Artikel Nr.*	Größe Ø	Material
9505.2.xxXXX	5,0 cm	SAROLIT™
9506.2.xxXXX	6,0 cm	SAROLIT™
9507.2.xxXXX	7,0 cm	SAROLIT™

* Das „xx“ in den Artikelnummern wird ersetzt durch die Farbnummern (siehe Farbtabelle im Ausklapper).

In die Physioreflexbälle können Logos (auch mehrfarbig) in die Oberfläche einrotiert werden.

Standardfarben:

03 feuerrot und 10 pastellblau, andere Farben und Sondergewichte auf Anfrage.

Ballmaterial:

SAROLIT™
physiologisch unbedenklich, cadmiumfrei,
latexfrei, hochelastisch,
Shorehärte 30 A, andere Härten auf Anfrage.

