


# Saugbälle



Bezeichnung	Inhalt in cm <sup>3</sup> (ml)	Artikel Nr.*	L in mm	D in mm	D1 in mm
Saugball M11	11	6201.2.xx000	40	35	7
Saugball M13	41	6203.2.xx000	56	51	7
Saugball M14	57	6204.2.xx000	61	56	7

\* Das „xx“ in den Artikelnummern wird ersetzt durch die Farbnummern (siehe Farbtabelle im Ausklapper).

#### Standardfarben:

00 rotbraun, 10 pastellblau, 20 schwarz,  
andere Farben, Sonderbohrungen und Sondergewichte auf Anfrage.

#### Ballmaterial:

SAROLIT™  
physiologisch unbedenklich, phthalatfrei, cadmiumfrei, latexfrei  
Shorehärte 52 A, andere Härten auf Anfrage.