


# Schröpfsysteme



| Bezeichnung                      | Ballinhalt in cm <sup>3</sup> (ml) | Artikel Nr.* | D in mm | L in mm | D1 in mm |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------|---------|---------|----------|
| Schröpfglas 20 mm mit Ball Gr. 3 | 41                                 | 6103.2.xx182 | 51      | 56      | 20       |
| Schröpfglas 30 mm mit Ball Gr. 3 | 41                                 | 6103.2.xx183 | 51      | 56      | 30       |
| Schröpfglas 40 mm mit Ball Gr. 3 | 41                                 | 6103.2.xx184 | 51      | 56      | 40       |
| Schröpfglas 50 mm mit Ball Gr. 3 | 41                                 | 6103.2.xx185 | 51      | 56      | 50       |
| Schröpfglas 60 mm mit Ball Gr. 3 | 41                                 | 6103.2.xx186 | 51      | 56      | 60       |
| Schröpfglas 20 mm mit Ball Gr. 4 | 57                                 | 6104.2.xx182 | 56      | 61      | 20       |
| Schröpfglas 30 mm mit Ball Gr. 4 | 57                                 | 6104.2.xx183 | 56      | 61      | 30       |
| Schröpfglas 40 mm mit Ball Gr. 4 | 57                                 | 6104.2.xx184 | 56      | 61      | 40       |
| Schröpfglas 50 mm mit Ball Gr. 4 | 57                                 | 6104.2.xx185 | 56      | 61      | 50       |
| Schröpfglas 60 mm mit Ball Gr. 4 | 57                                 | 6104.2.xx186 | 56      | 61      | 60       |

\* Das „xx“ in den Artikelnummern wird ersetzt durch die Farbnummern (siehe Farbtabelle im Ausklapper).

**Standardfarben:** Bälle in 00 rotbraun, 10 pastellblau und 20 schwarz, andere Farben auf Anfrage.

**Ballmaterial:** SAROLIT™  
physiologisch unbedenklich, cadmiumfrei, latexfrei, hochelastisch, Shorehärte 52 A, andere Härten auf Anfrage.