

Z001.20

Z002.30

Z007.24


Z008.52

Z020.20

Z024.20

Z025.20

Z028.20



Z630.03

Z630.40

Z635.20

Z637.30

Z647.20

Z683.99

Artikel Nr.	Bezeichnung	Standardfarbe	Material	Maße in mm
Z001.20	Ventil groß	schwarz	PE + W-PVC	L9 / D7
Z002.30	Ventil klein	weiß	PE + W-PVC	L9 / D6,5
Z007.24	Ventil groß, schnellschaltend	grau	PE + Miplastfolie	L9 / D7
Z008.52	Ventil klein, schnellschaltend	hellgrau	PE + Miplastfolie	L9 / D6,5
Z020.20	Ventil flach	schwarz	Messing	L5,4 / D12
Z024.20	Ventil klein, mit Kugel	schwarz	PE + PUR	L14,2 / D10,8
Z025.20	Ventil mittel, mit Kugel	schwarz	PE + PUR	L13,5 / D15,5
Z028.20	Ventil klein, ohne Bund, Kugel	weiß	PE + Nitritkugel	L7,8 / D6,5
Z632.03	Ein-/Auslassventil	rot	PE + W-PVC	L25,8 / D8,4
Z632.40	Ein-/Auslassventil	grün	PE + W-PVC	L25,8 / D8,4
Z635.20	Zwischenventil Doppelgebläse	schwarz	PE + W-PVC	L35,3 / D7,9
Z637.30	Ansaugventil Klyso	weiß	PE + W-PVC	L23,5 / D8,3
Z647.20	Stufenventil	schwarz	PE + W-PVC	L26,6 / D10
Z683.99	Schlitzventil	dunkelgrau	Silikon	L14,5 / D6,3

Andere Farben und anderes Material auf Anfrage.